



QUÉDATE EN EL HOGAR  
**QUE AMAS**

[www.bruno.com](http://www.bruno.com)



## DE BRUNO MÁS VENDIDO SALVAESCAL- ERAS, EL ELAN

El salvaescaleras más popular de Bruno puede ayudarlo a restablecer el acceso completo a su hogar. Diseñado para escaleras rectas de interior, el Elan ofrece una mezcla de alta calidadfuncionalidad estándar, insuperablefiabilidad y diseño fácil de usar.

Calidad hecha en los EE. UU.

Capacidad de elevación de  
300 lb (136 kg)



Orden verificada

“Bruno es un excelente producto bien hecho. Estamos satisfechos con nuestro inversión. La instalación fue Fácil y hecho profesionalmente. Hecho en Estados Unidos me da la confianza de que puede atender nuestras necesidades durante muchos años .“

Ronald L.

## ASEQUIBLE. TRANQUILO. DE CONFIANZA.

- **Operación simple** – El control en el reposabrazos activa el salvaescaleras. Dos control remoto inalámbrico controles también incluidos.
- **Ahorro de espacio** – El riel vertical estrecho se instala cerca de la pared para preservar el máximo espacio de escalera.
- **Elegante y limpio** – El riel vertical con cremallera oculta brinda una apariencia limpia y reduce la exposición a la suciedad, la grasa.
- **Fácil encendido / apagado** – El asiento gira hasta 90 grados, se extiende y se bloquea en su lugar para mayor seguridad salir de los escalones.
- **Compacta** – Los brazos, el asiento y el reposapiés se pliegan para ahorrar espacio.
- **Confiable** – Alimentado por batería asegura el rendimiento incluso en corte de energía. El salvaescaleras carga continuamente por todo el riel.
- **Segura** – Cinturón de seguridad retráctil fácil de usar. Sensores de seguridad de obstrucción detener el levantamiento cuando choca contra un objeto.



Asiento acolchado y generoso.



Diseño compacto y abatible para un montón de espacio abierto en la escalera.





✓ Orden verificada

“El salvaescaleras Bruno ha cambiado mi vida. Ha hecho que todas las partes de mi hogar sean accesibles para mí. La silla es fácil de operar, bien construida y segura. ¡Me encanta!”

Kathleen C.



El asiento giratorio desplazado facilita el encendido / apagado.



Control ergonómico del reposabrazos.



Dos llamadas / envíos inalámbricos permiten control remoto de acceso.



Los sensores garantizan la seguridad.

## OPCIONES DE ELAN



Carril plegable eléctrico o manual para pasillos estrechos cuando la puerta está al pie de las escaleras. Manual de operación o pulsador automático.



Asiento giratorio eléctrico para Salida sin esfuerzo. Control del interruptor del reposabrazos o llamada / envío inalámbrico.



Reposapiés plegable eléctrico se levanta / baja automáticamente cuando el asiento se sube / baja. Control de interruptor de brazo opcional.



★★★★★  Orden verificada

“Funciona sin problemas y en silencio para mover a mi madre de piso a piso. Apreciar las características de seguridad como así como la facilidad de operación “.

C. Savan



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

**Tamaño del asiento:** 15<sup>3/4</sup> pulgadas largo X 16<sup>3/4</sup> pulgadas ancho (391 mm ancho x 416 mm largo)

**Anchura entre los brazos:** 20<sup>1/4</sup> pulg. (514 mm)

**Tamaño del soporte de pies:** 10<sup>1/2</sup> pulg. de largo x 11 pulg. de ancho (267 mm de largo x 279 mm de ancho)

**Riel vertical:** Se instala a menos de 5 pulgadas (127 mm) de la pared

## GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

**Garantía de por vida en componentes principales** -- motor, caja de cambios, transmisión y riel: durante la vida útil del salvaescaleras Bruno, siempre que el comprador original sea el dueño del montacargas.

**2 años de garantía** en todos los componentes después de la fecha de instalación por un distribuidor autorizado de Bruno.

**Cobertura laboral de 30 días** después de la fecha de instalación por un distribuidor autorizado Bruno por cualquier defecto de fabricación.

### Sobre Bruno

Bruno Independent Living Aids, de propiedad familiar, ha mejorado la vida de las personas con movilidad limitada durante más de 35 años. Diseñado y fabricado en los EE. UU., Bruno fabrica montacargas y plataformas elevadoras verticales para ayudar a las personas a tener un mejor acceso a hogares, edificios públicos y negocios y elevadores de scooter / silla de ruedas para ayudar a las personas a transportar fácilmente sus dispositivos de movilidad.

**Orgullosamente hecho en los Estados Unidos.**



Bruno Independent Living Aids, Inc.  
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066  
[www.bruno.com](http://www.bruno.com)



CONSUMERAFFAIRS

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2019  
2019-09-03-Elan-6-PageV4-Spanish.indd • MKT-SL-1